



Day CAM



**Detergente anticalcare di uso
giornaliero per ceramica e acciaio**

Generalità

DAY CAM è un detergente anticalcare di impiego professionale per le pulizie quotidiane rapide in ambienti umidi di toilettes e cucine.

DAY CAM è a base di acidi di origine vegetale e previene la formazione di incrostazioni di calcare.

DAY CAM pulisce lasciando le superfici brillanti, non corrode le cromature, elimina le macchie e gli aloni dell'acqua e diffonde un gradevole, fresco e persistente profumo nell'ambiente. **DAY CAM** non richiede risciacquo e non lascia aloni o striature anche sugli acciai satinati.

Campi di applicazione

DAY CAM si impiega per la manutenzione giornaliera di sanitari, rubinetterie, lavelli, docce, wc, dispenser, superfici in plastica, ceramica e acciaio in toilettes e cucine di comunità, alberghi, ospedali, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine, case di riposo.

CONFORME AI C.A.M.:

*requisiti dell'Allegato A
del Decreto 24 maggio 2012
del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare.*

Modalità d'impiego

Nebulizzare **DAY CAM** direttamente sulla superficie o versarne qualche goccia su una spugna.

Distribuire uniformemente sulla superficie con panno o carta strofinando fino ad asciugatura.

Per pavimenti diluire **DAY CAM** con acqua al 3 - 5% (300- 500 ml. per 10 lt. d' acqua) e applicare con mop.

DAY CAM è disponibile in
flaconi da 750 ml e in canestri
da 5 litri realizzati con
plastica riciclata

LINEA CAM

Day CAM

Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, acidi organici di origine vegetale, coloranti, profumi
ASPETTO FISICO	liquido trasparente rosa
PROFUMO	profumato
PESO SPECIFICO	1
pH tal quale	2,3 ± 0,1
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Ulteriori informazioni

ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE

Non usare su marmo, smalti e superfici sensibili agli acidi.



12 flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori
4 canestri da 5 lt.

