




**Premix**  
system



Profumi della natura  
**ALBICOCCA**



# EST PLUS 2C

Detergente concentrato **multifunzionale** per la manutenzione quotidiana di pavimenti, rivestimenti, rubinetterie e sanitari in sale da bagno e toilettes

## Generalità

**Detergente concentrato igienizzante brillantante ad elevata profumazione con effetto preventivo anticalcare specifico per la pulizia giornaliera delle superfici e degli arredi in ambienti umidi di bagni e toilettes.**

**Da solo EST PLUS 2C risolve tutti i problemi di pulizia e igienizzazione di tutte le superfici e i pavimenti nelle sale da bagno.** EST PLUS 2C utilizzato con l'apposito flacone serigrafato in dotazione diventa un prodotto pronto all'uso da usare con metodo spray per la manutenzione giornaliera di articoli sanitari, rubinetterie, lavandini, vasche e docce, rivestimenti.

## Campi di applicazione

EST PLUS 2C si utilizza per la manutenzione quotidiana di pavimenti, rivestimenti, articoli sanitari, rubinetterie, docce. È adatto alle toilettes di comunità, alberghi, ospedali, cliniche, uffici, scuole, ristoranti, palestre, piscine e convivenze.

**UN SOLO PRODOTTO  
PER PAVIMENTI E SUPERFICI**

**ELEVATO EFFETTO PROFUMANTE**

**ANTICALCARE E IGIENIZZANTE**

**SUPERFICI BRILLANTI**

## Modalità d'impiego

**Pulizia e igienizzazione giornaliera arredi sanitari, WC e orinatoi:**

- 1) Versare nel flacone 500 ml di acqua (al livello 500)
- 2-3) Utilizzando l'apposita caraffa riempire sino al livello 1000 ml con EST PLUS 2C (500 ml).
- 4) Applicare l'erogatore. Spruzzare direttamente sulle superfici oppure su panno o carta e strofinare fino ad asciugatura.

DOSE da utilizzare per la pulizia:

- **2-3 spruzzate per mq**



**Lavaggio giornaliero pavimenti con mop/lavasciuga:** misurare nella caraffa 100 – 200 ml di EST PLUS 2C e versarli in un secchio da 10 litri di acqua (concentrazione della soluzione lavante 1–2%).

# EST PLUS 2C

Con 1 TANICA da 5 Litri si ottengono 10 ricariche da 1 Litro:



LINEA PREMIX BAGNI

## Caratteristiche tecniche

<b>COMPOSIZIONE</b>	tensioattivi non ionici, solventi idrosolubili, acidi organici, didecildimetilammonio cloruro, profumi, coloranti
<b>ASPETTO FISICO</b>	liquido trasparente arancione
<b>PROFUMO</b>	albicocca
<b>PESO SPECIFICO</b>	1
<b>ATTIVO</b>	18 %
<b>pH tal quale</b>	2
<b>pH in soluzione all'1%</b>	5 ± 0,5
<b>SOLUBILITÀ IN ACQUA</b>	completa
<b>BIODEGRADABILITÀ</b>	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

## Ulteriori informazioni

Attenzione - Provoca grave irritazione oculare. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. In caso di irritazione degli occhi: consultare un medico.

**ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**  
Non usare su marmo e superfici sensibili agli acidi.



4 canestri da 5 lt.

