


ALCOR PLUS

HACCP



**Disinfettante detergente sgrassante per superfici
Presidio Medico Chirurgico Reg. 21401
del Ministero della Salute**

Generalità

ALCOR PLUS è un disinfettante detergente sgrassante pronto all'uso attivo contro batteri, lieviti e virus incapsulati (coronavirus).

Su superfici preventivamente pulite, è attivo anche contro tutti i virus e i funghi.

**SGRASSA E DISINFETTA
IN UN'UNICA
OPERAZIONE**

Grazie alla sua moderna formulazione, **ALCOR PLUS** svolge una doppia funzione:

1. Disinfezione completa grazie ad una energica attività contro batteri, funghi e virus.
2. Rimozione degli sporchi più gravosi anche incrostati grazie ad un potente effetto sgrassante.

ALCOR PLUS elimina macchie di olii e grassi, bevande, caffè, vino, inchiostri, pennarelli, strisciate di gomma, sporco accumulato e incrostato, sporco atmosferico.

ALCOR PLUS è stato testato in base alle seguenti norme europee:
EN 13727, EN 13624, EN 17387, EN 16777, EN 14476.

Campi di applicazione

ALCOR PLUS è ideale per la disinfezione e la pulizia profonda di arredi, scrivanie, piani di lavoro e preparazione alimenti, lavelli, utensili, frigoriferi, attrezzature, pareti e tutte le superfici lavabili in ambienti collettivi e pubblici, asili, scuole, alberghi, centri benessere, bar e ristoranti.

Testato specificamente anche per l'impiego su superfici in ambito sanitario: ospedali, case di cura, ambulatori, studi medici e dentistici.

ALCOR PLUS è idoneo per il settore alimentare in quanto elimina lo sporco grasso dalle superfici a contatto con gli alimenti. È ideale per superfici, attrezzature e pavimenti nelle camere bianche alimentari.

ALCOR PLUS è compatibile con le superfici di PVC, plastica, acciaio, ceramica, pietre naturali, marmo, granito, agglomerati, cotto.

ALCOR PLUS è sicuro su tutti i metalli e non intacca parti cromate, stagnate o zincate, alluminio.

Alcor Plus

HACCP



Caratteristiche tecniche

COMPOSIZIONE	Benzalconio cloruro, solventi idrosolubili, tensioattivi non ionici
ASPETTO FISICO	Liquido trasparente di leggera tonalità verde
ODORE	Tecnico
PESO SPECIFICO	0,99
pH tal quale	11
SOLUBILITÀ IN ACQUA	completa
BIODEGRADABILITÀ	tutti i tensioattivi contenuti rispettano i requisiti di biodegradabilità aerobica completa stabiliti nell'Allegato III del Regolamento (CE) N. 648/2004

Modalità d'impiego

Azione disinfettante contro batteri, lieviti e virus con involucro, anche in ambito sanitario: spruzzare il prodotto sulla superficie e spandere omogeneamente lasciando agire per 5 minuti. Ripassare con panno o carta asciutti o con mop umido o lavasciuga per grandi superfici.

Azione fungicida e virucida completa: spruzzare il prodotto sulla superficie precedentemente pulita e spandere omogeneamente lasciando agire per circa 30 minuti.

Come detergente igienizzante senza risciacquo:

utilizzare in diluizione all'1% (100 ml di prodotto in 10 litri d'acqua). Applicare con mop o lavasciuga. Non richiede risciacquo.

Usare con cautela su gomma, linoleum e superfici verniciate facendo possibilmente una prova preliminare di resistenza su una porzione nascosta.

In caso di disinfezione di superfici a contatto con alimenti si consiglia di risciacquare.

 Efficacia	 Dosaggio	 Tempo di contatto
batteri, lieviti e virus incapsulati (coronavirus)	Pronto uso	5 minuti
funghi	Pronto uso	30 minuti
azione virucida completa	Pronto uso	30 minuti

Ulteriori informazioni

Per informazioni sulla manipolazione del prodotto consultare sempre la scheda di sicurezza.

Teme il gelo. **ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE**

È un PMC: leggere attentamente quanto riportato sulla confezione. (**Reg. N. 21401**)

OFFICINA DI PRODUZIONE

KITER S.r.l. - Via Assiano 7/B - 20019 Settimo Milanese - MI



12 flaconi da 750 ml.
con 3 nebulizzatori
4 canestri da 5 lt.

